

SET OTO - OFTALMOSCOPIO	
MARCA:	HEINE
MODELO:	BETA 200 / BETA 200
PROCEDENCIA	ALEMANIA

APLICACIÓN

Equipo de diagnóstico conformado por un cabezal de oftalmoscopio directo para el examen del fondo de ojo, intercambiable con un cabezal de otoscopio para examinación del conducto auditivo externo y tímpano. Especialmente luminoso y regulable gracias al LEDHQ con una práctica vida útil prácticamente ilimitada (no hace falta cambiar el foco LED).

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Cabezal Oftalmoscopio Beta 200:

- Cabezal BETA 200 con 6 diafragmas: filtro azul, estrella de fijación con coordenadas polares, círculo grande, círculo pequeño, hendidura, semicírculo.
- 27 Lentes correctivas.
- Compensación de refracción: -35D hasta +40D en 27 ajustes de dioptrías.
- Con filtro exento de rojo.
- Uso libre de mantenimiento gracias al diseño hermético contra el polvo.
- Resistente a los impactos gracias a un marco de aluminio fundido en el que se integran los componentes ópticos.
- Duración de la lámpara Led: Más de 40,000 horas. (No intercambiable).
- Temperatura de color: 3500K +/- 500K
- Índice de reproducción cromática: CRI típico ≥ 90 , R9 alto

Cabezal Otoscopio Beta 200:

- Carcasa de metal resistente.
- Iluminación F.O. LEDHQ (no es necesario cambiar de lámpara gracias a LEDHQ)
- Ventana de visualización de cristal abatible a prueba de arañazos con 3x de aumento.
- Con conexión de insuflador para prueba neumática (no incluye balón de insuflación)
- Apto para uso con espéculos de pacientes adultos y pediátricos.

Mango recargable HEINE Li-ion BETA@4 USB:

- Los mangos recargables BETA4 con la más moderna tecnología de iones de litio.
- BETA4 USB mango recargable con cable USB y fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico.
- Estructura de metal de alta calidad para una gran estabilidad y una vida útil prolongada.
- Ajuste de luminosidad conocido: reóstato para una regulación continua de la luminosidad con indicador de potencia.
- La superficie ligeramente estriada es antideslizante y, al mismo tiempo, fácil de limpiar y desinfectar
- Indicador del estado de carga en la pieza de fondo. En el mango BETA4 USB, el indicador parpadea en verde durante el proceso de carga y se mantiene encendido permanentemente cuando este ha terminado
- Duración de la Batería recargable de Lion L aproximadamente 7horas (carga 100%)

ACCESORIOS ESTANDAR

- 01 cabezal oftalmoscopio BETA 200 LED
- 01 Cabezal de otoscopio BETA 200 LED
- 01 Juego de espéculos de uso continuo ($\varnothing$ 2,4 mm; $\varnothing$ 3 mm; $\varnothing$ 4 mm; $\varnothing$ 5 mm).
- 01 Juego de espéculos desechables (10 piezas de 4mm $\varnothing$)
- 01 mango beta 4 USB
- 01 Batería recargable de 3.5v de Lion L.
- 01 Cargador USB, tipo adaptador de voltaje.
- 01 Soporte de mango (mientras carga la batería).
- 01 estuche rígido para mango y cabezal.