

Ultra delgado


PARA BRONQUIOS COMPLEJOS



Diseño de rotación de 120°
Ayuda a bronquios más complejos y profundos



2,7 mm de diámetro exterior, 1,2 mm de diámetro interior y radio de curvatura más delgado



Escala de inserción
Información de profundidad fácil de obtener



Superficie de material lisa
Garantizar una menor fricción con el tejido.

MACROLUX
Healing for life, and life for healing

301, Building 3, NamTai Inno Park In Guang Ming Avenue,
Guangming, Shenzhen, P.R.China
Tel:0755-88656680 Website:www.microlite.cn

Modelos		B27-C	B38-C	B50-C	B58-C
Porción de Inserción	Diámetro exterior del tubo de inserción	2.7 mm	3.8 mm	4.8 mm	5.5 mm
	Longitud de trabajo	600 mm			
	Ancho del canal del instrumento	1.2 mm	2.0 mm	2.2 mm	2.8 mm
	Longitud total	750 mm			
	Rango de angulación	210° Arriba/Abajo			195° Arriba/Abajo
Sistema Óptico	Pixel	160 K	160 K	920 K	920 K
	Campo de visión	125°			
	Dirección de la vista	0°			
	Profundidad de campo	3-100 mm			
	Iluminación	LED			
Compatibilidad	Min ETT	3.5 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.0 mm
	Min DLT	32 Fr	35 Fr	41 Fr	

MACROLUX



reddot design award

LoopView Broncoscopio desechable


Serie B27 | Serie B38 | Serie B50 | Serie B58

Fuerte succión

Incluso para la versión delgada

670 %

Aumento de la eficiencia de succión en comparación con el canal de 1,2 mm*



Mayor resistencia a la flexión
Colapso por succión reducido



Posibilitado por una estructura tipo resorte con un híbrido de material rígido y blando clínicas

* Calculado según la ecuación de Hagen-Poiseuille F: caudal, P: presión, d: diámetro, G: viscosidad, L: longitud $F=(Pxd^4)/(G \times L)$

Imágen vívida


En una nueva forma

MegaPixle HD



SmartShot*
Un clic, diez disparos. La IA ayuda a elegir la imagen más nítida.

Chromavue



Tres modos de croma digital para diversas demandas

* Se espera que esta función se actualice con el software del procesador a finales de 2025..

Óptima eficiencia




Diseño de fijación del tubo endobronquial



<1 seg. de tiempo de balance de blancos



Dos botones programables con 4 funciones



4 modelos que satisfacen diversas demandas clínicas

